

# イノアック定温輸送システム ワクチン輸送用保冷ボックス

## ネオマックス<sup>®</sup>



医療機関への  
医薬品の  
配達・配送に  
使用可能

### 指定温度帯の温度保持時間

**2°C~8°C**

保温剤：ヒートワン+5°Cグレード

**-20°C**

蓄冷剤：クールエースハード -25°Cグレード

**-70°C**

ドライアイス

## 各指定温度帯全てで72時間キープ!!

### 保冷性能試験の概要(-70°C)

#### 試験製品と試験条件


製品：ネオマックス(スモール)  
断熱材：サーマックス+VIP(総厚み40mm)  
外気温：35°C  
寒剤：ドライアイス

#### 試験結果

内容物：-70°C以下維持時間 → 72時間

内容物：-70°C以下維持時間 → 60時間  
梱包箱内

\*本チラシに記載したデータはあくまでも参考値になります。  
製品性能を保証するものではありません。



2021年2月上市予定

## 温度ロガー

温度記録もスマホで簡単記録



ネオマックス(スモール)

外寸：430W × 330D × 390H

内寸：330W × 230D × 280H

重量：6.4kg



### お問い合わせ

「2019年 はばたく中小企業・小規模事業者300社」選出企業  
経営革新計画認証企業

## 株式会社セルミック

■本社 〒525-0032 滋賀県草津市大路1-1-1-4階  
TEL . 077-516-4755 FAX . 077-516-4756

E-mail . info@selmic.co.jp  
Web . <http://www.selmic.co.jp/>